

# ガーディアンジャパン 汎用機レンタル モデルM

商品名	汎用機レンタルモデル ( Micro200 DD Top / Bottom )
商品概要	ダブルデンシティー ユニバーサル装置(DD汎用機)レンタル、そのDD汎用機での検査用治具供給、装置故障時のバックアップ検査を含んだパッケージ商品
契約期間	1年～3年
備考	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ レンタルユーザ様の施設内にDD汎用機を設置し、ユーザ様から送られるGerber等データに基づき治具</li> <li>○ および検査データを提供します</li> <li>○ 装置保守はパッケージに含まれます。故障期間中は弊社東京テストセンターでバックアップ検査致します</li> <li>○ インスタレーション、撤去費用などは含まれます</li> <li>○ 治具作製、検査用のデータ編集業務費用は含まれます</li> <li>○ 設置環境、ユーティリティの準備はユーザ様ご負担にて、ご準備を頂きます</li> <li>○ 電力など装置を稼働するためのユーティリティはお客様にご負担にて、供給を頂きます</li> <li>○ 日常点検、月次点検などユーザ様にて実施して頂きます</li> </ul>
サイズ・ユーティリティ等 設置要件	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 設置面積:1,700 x 1,600 mm (外形寸法 (WxDxH): 1,200x1,100x1,950mm)</li> <li>○ 電源 :200V 3相入力 (消費電力:6A)</li> <li>○ 圧空 :不要</li> <li>○ 床耐加重:300kg/m<sup>2</sup></li> </ul>
治具仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ミレニアム治具もしくは同等の検査性能を有する治具 (リサイクルの場合、別途相談)</li> <li>○ 鉛フリー材料使用</li> </ul>
費用等条件	<p><b>エコノパック</b> ( Micro200R-Econo )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Micro200 検査機 (1台)</li> <li>○ 治具台数:累計最大9,000ピン ( 治具上下合計3000ピン3.0セット相当 ) ( 専用治具 上下合計3000ピン 2.4セット相当 )</li> </ul> <hr/> <p><b>バリューパック</b> ( Micro200R-Value )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Micro200 検査機 (1台)</li> <li>○ 治具台数:累計最大21,000ピン ( 治具上下合計3000ピン7.0セット相当 ) ( 専用治具 上下合計3000ピン 4.3セット相当 )</li> <li>○ 治具納期:5営業日</li> </ul> <hr/> <p><b>パワーパック</b> ( Micro200R-Power )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Micro200 検査機 (1台)</li> <li>○ 治具台数:累計最大39,000ピン ( 治具上下合計3000ピン13セット相当 ) ( 専用治具 上下合計3000ピン 6.9セット相当 )</li> <li>○ 治具納期:標準5営業日、ただし、月3セットまで緊急2営業日納入対応 ( 専用治具を除く )</li> </ul> <hr/> <p><b>ウルティマパック</b> (Micro200R-Ultima)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Micro200 検査機 (1台)</li> <li>○ 治具台数:累計最大54,000ピン ( 治具上下合計3000ピン18セット相当 ) 18セットを超えた場合は、追加治具費用一律20%値引き ( 専用治具 上下合計3000ピン 8.2セット相当 )</li> <li>○ 治具納期:標準5営業日、ただし、月5治具まで緊急2営業日納入対応 ( 専用治具を除く )</li> </ul>
備考	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 専用治具の汎用治具への置換え台数の予測解析をご希望のお客様はご連絡ください</li> <li>○ 上限治具数を超えた場合は、各治具ごとにお見積もりを致します</li> <li>○ 契約期間等条件カスタマイズをお受けしますので、ご要望のある場合はご相談ください</li> <li>○ バック変更は前月初日までにご連絡ください</li> <li>○ 契約期間延長は2か月前までにご連絡ください。一か月前になりますと搬出の準備に入ります</li> <li>○ 未使用分の持ち越しは最大3か月までと致します</li> </ul>

Please contact us for more information:

Group  
Info.group@gardien.com  
+65 6225 2238

China  
Info.cn@gardien.com  
+86 512 5770 7951

Germany  
Info.ge@gardien.com  
+49 6431 929730

Japan  
info.jp@gardien.com  
+81 3 3904 6230

Taiwan  
Info.tw@gardien.com  
+886 3355 1668

USA  
Info.us@gardien.com  
+1 (503) 430 8980

Canada  
info.ca@gardien.com  
+1 (416) 292 0726

# ガーディアンジャパン 汎用機レンタル モデルV

商品名 汎用機レンタルモデル ( Versa DD Top / Bottom )

商品概要 ダブルデンシティー ユニバーサル装置(DD汎用機)レンタル、そのDD汎用機での検査用治具供給、装置故障時のバックアップ検査を含んだパッケージ商品

契約期間 1年～3年

備考

- レンタルユーザ様の施設内にDD汎用機を設置し、ユーザ様から送られるGerber等データに基づき治具
- および検査データを提供します
- 装置保守はパッケージに含まれます。故障期間中は弊社東京テストセンターでバックアップ検査致します
- インSTALLATION、撤去費用などは含まれます
- 治具作製、検査用のデータ編集業務費用は含まれます
- 設置環境、ユーティリティーの準備はユーザ様ご負担にて、ご準備を頂きます
- 電力など装置を稼働するためのユーティリティーはお客様にご負担にて、供給を頂きます
- 日常点検、月次点検などユーザ様にて実施して頂きます

サイズ・ユーティリ  
ティ等  
設置要件

- 設置面積:2,300 x 2,180 mm ( 外形寸法(WxDxH):  
1,800x1,680x1,780mm )
- 電源 :200V 3相 (消費電力:16A)
- 圧空 :6.5 Kg/cm<sup>2</sup> (範囲:6.0~8.0 Kg/cm<sup>2</sup>)
- 床耐加重:500kg/m<sup>2</sup>

治具仕様

- ミレニアム治具もしくは同等の検査性能を有する治具 (リサイクルの場合、別途相談)
- 鉛フリー材料使用

エコノパック ( VersaR-Econo )

- Versa検査機(1台)
- 治具台数:累計最大12,000ピン(治具上下合計4000ピン3.0セット相当)(専用治具 上下合計4000ピン 2.4セット相当)
- 治具納期:7営業

費用等条件

バリューパック ( VersaR-Value )

- Versa検査機(1台)
- 治具台数:累計最大28,000ピン(治具上下合計4000ピン7.0セット相当)(専用治具 上下合計4000ピン 4.1セット相当)
- 治具納期:5営業日
- 治具納期:5営業日

(契約期間1年、  
ピンリサイクル無し  
等の標準条)

パワーパック ( VersaR-Power )

- Versa検査機(1台)
- 治具台数:累計最大52,000ピン(治具上下合計4000ピン13セット相当)(専用治具 上下合計4000ピン 6.4セット相当)
- 治具納期:標準5営業日、ただし、月3セットまで緊急2営業日納入対応(専用治具を除く)

ウルティマパック ( VersaR-Ultima )

- Versa検査機(1台)
- 治具台数:累計最大72,000ピン(治具上下合計4000ピン18セット相当)  
18セットを超えた場合は、追加治具費用一律20%値引き  
(専用治具 上下合計4000ピン 7.6セット相当)
- 治具納期:標準5営業日、ただし、月5治具まで緊急2営業日納入対応(専用治具を除く)

備考

- 専用治具の汎用治具への置換え台数の予測解析をご希望のお客様はご連絡ください
- 上限治具数を超えた場合は、各治具ごとにお見積もりを致します
- 契約期間等条件カスタマイズをお受けしますので、ご要望のある場合はご相談ください
- パック変更は前月初日までにご連絡ください
- 契約期間延長は2か月前までにご連絡ください。一か月前になりますと搬出の準備に入ります
- 未使用分の持ち越しは最大3か月までと致します